

Bersihkan Nebulizer Anda

Perawatan secara berkala nebulizer adalah hal yang sangat penting. Untuk mempertahankan kerja dari nebulizer tetap baik, anda disarankan untuk membersihkan dan menyimpannya sesuai dengan petunjuk yang ada pada alat nebulizer anda.

Setiap nebulizer memiliki prosedur membersihkan yang berbeda-beda.

Bersihkan nebulizer dan bagian-bagiannya setelah digunakan.



1 Cuci wadah/chamber dan masker atau mouthpiece dengan sabun dan air panas.



2 Keluarkan sisa air dari bagian-bagian nebulizer dan biarkan mengering.



3 Anda juga bisa memasang bagian-bagian nebulizer ke mesin nebulizer yang menyala untuk mengeringkannya secara cepat.



4 Pastikan seluruh bagian nebulizer kering sebelum menyimpannya kembali.

Selalu bersihkan dan perhatikan nebulizermu sehingga dia juga bisa menjagamu